



5-FU via een elastomeerpomp

Je arts heeft **5-FU via een elastomeerpomp** voorgeschreven als onderdeel van je behandeling. We geven je in deze infofiche graag meer uitleg over de werking, het verloop en mogelijke bijwerkingen van je behandeling.

Hoe werkt mijn behandeling?



Chemotherapie: Je krijgt 1 of meer geneesmiddelen toegediend die de **celdeling afremmen** en zo vooral snellevende cellen, zoals **kankercellen, beschadigen: 5-FU (of fluorouracil of Fluracetyl)**. Deze geneesmiddelen worden ook cytostatica of celremmende geneesmiddelen genoemd

Hoe verloopt mijn behandeling?

- Je behandeling met 5-FU, eventueel in combinatie met andere chemotherapie, wordt opgestart in het **dagziekenhuis of op de verpleegafdeling van het Oncologisch Centrum Antwerpen**. Op het einde van je behandeling wordt een elastomeerpomp, gevuld met 5-FU, aangesloten op je poortkatheter. De toediening van 5-FU gebeurt thuis.
- Je afspraak verloopt als volgt:



- Een elastomeerpomp is een **draagbare pomp** die een geneesmiddel (in dit geval 5-FU) geleidelijk en aan de juiste snelheid toedient. De pomp is bestemd voor een langdurige toediening van je behandeling gedurende één of meerdere dagen. Het aantal dagen is afhankelijk van je behandeling en wordt bepaald door je arts.
- Hieronder geven we je een overzicht van je behandeling met een elastomeerpomp. Aangezien de toediening thuis verloopt, krijg je uitleg waarop je thuis kan letten en wat je kan doen bij eventuele problemen.

De elastomeerpomp wordt aangesloten op je poortkatheter. Het kraantje wordt opengezet.		
Er wordt een lusje gemaakt in de leiding, zodat de klem de leiding niet kan afsluiten. De klem wordt gesloten.		
Wanneer de leiding toch wordt afgesloten door de klem, vraag je een (thuis)verpleegkundige om de leiding terug te openen.		

De debietregelaar wordt gefixeerd op je borstkas. Je **lichaamstemperatuur** zorgt voor een continue toediening van 5-FU. Zorg ervoor dat de debietregelaar gedurende je hele behandeling goed op je huid bevestigd blijft.



Indien de debietregelaar loskomt van je huid, neem dan contact op met een (thuis)verpleegkundige.



De verpleegkundige controleert de kleefpleister rond je poortkatheter.



Indien je zwelling, pijn of een branderig gevoel of ervaart rond je poortkatheter of de kleefpleister is nat geworden door lekkage, neem dan contact op met het ziekenhuis.



5-FU moet altijd op **kamertemperatuur** blijven en is gevoelig voor temperatuurverschillen, waardoor je pomp kan verstopen en niet meer leegloopt. **Zorg dat je pomp niet blootgesteld wordt aan felle zon of aan vrieskoude.**

In de zomer bescherm je de elastomeerpomp tegen extreme warmte en direct zonlicht.

In de winter draag je de elastomeerpomp het best dicht tegen je lichaam (onder je kleren).




Je krijgt een draagtasje, zodat je de elastomeerpomp kan meedragen. Probeer het **hoogteverschil** tussen de pomp en je poortkatheter zo **constant** mogelijk te houden, zodat een continue toediensnelheid mogelijk is.




- Draag de pomp overdag rond je middel.
- Leg de pomp 's nachts naast je in bed of onder je hoofdkussen en liever niet op het nachtkastje of op de grond.
- De pomp mag niet in contact komen met water.

Controleer thuis of de **ballon gevuld met 5-FU geleidelijk verkleint**. Dit kan je doen met behulp van de indicatorlijnen op de pomp. De pomp verkleint niet steeds mooi symmetrisch en kan ook verkleinen van onder naar boven.

Indien het visueel moeilijk is om het leeglopen van de pomp te beoordelen (bijvoorbeeld bij een pomp die over 7 dagen loopt), kan je ook de pomp dagelijks (op hetzelfde tijdstip) op (dezelfde) keukenweegschaal wegen. Het gewicht moet geleidelijk afnemen



indicatorlijnen op de pomp



Indien de ballon niet verkleint, neem dan contact op met het ziekenhuis. .

5-FU in de elastomeerpomp kan irriterend zijn bij contact met huid, ogen en slijmvliezen.

-Bij eventuele lekkage (wit korrelig beslag op je huid of kleding), dien je onmiddellijk contact op te nemen met het ziekenhuis.
-Sluit de klem van de elastomeerpomp.
-Gebruik steeds wegwerphandschoenen.
-Was je kleding en/of huid overvloedig met water.



De elastomeerpomp wordt na een aantal dagen **afgekoppeld door een thuisverpleegkundige**.

-Het aantal dagen waarover je pomp loopt, wordt bepaald door je arts.
-Je kan zelf een afspraak maken bij de thuisverpleegkundige voor het afkoppelen van je pomp, liefst na 14 uur. U ontvangt hiervoor een voorschrift van de arts.
-De thuisverpleegkundige verpakt de pomp in de 2 plastic zakken die je mee krijgt uit het ziekenhuis.
-Je neemt de pomp (in de 2 plastic zakken) terug mee naar het ziekenhuis bij je volgende afspraak.



-Indien de thuisverpleegkundige opmerkt dat er nog 5-FU in de ballon aanwezig is, neem dan contact op met het ziekenhuis.



Aandachtspunten bij je behandeling:



Contacteer je behandelend team als een van de volgende problemen optreedt:

Koorts van 38°C of hoger of koude rillingen

Indien de ballon in de pomp niet verkleint.

Indien je zwelling, pijn of een branderig gevoel ervaart rond je poortkatheter.

Indien je kleefpleister nat is geworden door lekkage.

Contactgegevens Oncologisch Centrum Antwerpen

Oncologisch centrum Antwerpen	☐ ZAS Augustinus	☐ ZAS Middelheim	☐ ZAS Palfijn
Dagziekenhuis	03 443 36 69	03 280 40 12	03 640 28 02
Verpleegafdeling	03 432 60 00 (D1) 03 443 35 02 (D2)		03 640 25 61
Consultatie	03 443 37 37	03 280 34 03	03 640 28 13
Centraal nummer	03 443 30 11	03 280 31 11	03 640 21 11
Spoed	03 443 39 00	03 280 22 13	03 640 20 00

ZAS vzw • Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen • BE 0862.382.656 • RPR Antwerpen

Erkenningsnummer 7/10009/31/000: ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola, ZAS Polikliniek Regatta, ZAS UKJA • Erkenningsnummer 7/10099/38/000: ZAS Augustinus, ZAS Polikliniek Hof ter Schelde, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius • Erkenningsnummer 7/20998/03/000: ZAS PZ Stuivenberg • Erkenningsnummer 7/25047/28/000: ZAS PVT Antwerpen